

FLUXOGRAMA

PRODUÇÃO DE ALINHADORES NO FLUXO DIGITAL.

01

ESCANEAMENTO

Pode ser feito através de um scanner intraoral ou de um scanner de bancada, através de um molde de silicone.

02

SOFTWARE CAD

O modelo escaneado é manipulado no software CAD (como o bluesky) para ser parametrizado e impresso.

03

IMPRESSÃO DO MODELO

O modelo é impresso através de uma impressora 3D.

04

LIMPEZA

Limpeza dos modelos em álcool isopropílico ou em água (caso seja uma resina Water Washable).

05

PÓS-CURA

O modelo impresso entra em contato com raios UV (com um forno foto ou luz solar).

06

ACABAMENTO

É a etapa que ocorre a retirada dos suportes e os ajustes mais finos no modelo impresso.

07

PLASTIFICADORA

O modelo é colocado na plastificadora e embalada para o envio.

Fale com um especialista!



(16) 99404-2888



ODONTOMEGA

ODONTOMEGA